


CranioCurve™

Malla preformada



BIOMET®
MICROFIXATION
One Surgeon. One Patient.®

Una solución de titanio en cirugías cráneo plásticas que va un paso adelante.

Biomet® Microfixation presenta la malla preformada de CranioCurve como parte de nuestra amplia carta de productos en cirugías cráneo plásticas, para el cubrimiento eficaz de defectos craneales en múltiples regiones anatómicas.



Características

- Ofrece 5 piezas de malla preformada con la facilidad de estar listas para su aplicación.
- Titanio grado II de 0.6 mm que ofrece un equilibrio entre resistencia y flexibilidad.
- Formas anatómicas específicas por región para una colocación eficiente y estética.
- Marcas grabadas en el implante para un fácil reconocimiento.
- Compatible con el sistema Neuro de 1.5 mm para facilitar la integración.

Malla preformada de 0.6 mm

01-9520	Occipital - OCC
01-9521	Parietal izquierdo - LPS
01-9522	Parietal derecho - RPS
01-9523	Parietal izquierdo, Grande
01-9524	Parietal derecho, Grande - RPL

Opciones de ajuste de la malla CranioCurve



Para obtener más información acerca de la malla preformada CranioCurve™, contáctenos en:

1520 Tradeport Drive • Jacksonville, Florida 32218-2480 • Tel 904.741.4400
 Línea gratuita 800.874.7711 • Fax 904.741.4500 • Fax para pedidos 904.741.3059
www.biometmicrofixation.com